



# 用毛


## スーパーテーパード毛

- 歯肉へのストレスが少なく、やさしい磨き心地
- 狭い歯間部や歯周ポケットに毛先が到達
- 細くしなやかな毛先形状





## Wフラットダブル植毛

- 歯面・咬合面から歯間部まで毛先が届く
- あらゆる部位に毛先が届き、高いプラーク除去効果を発揮



## ラウンド毛

- 毛先丸めの加工により、しっかりとしたブラッシングが可能
- 咬合面や歯面のプラーク除去に効果的



## ヘッド

### 幅広ヘッド

歯面から歯頸部・歯肉まで効率よくブラッシングが可能



### 薄型ヘッド

口腔内のすみずみまで一歯ずつ丁寧にブラッシングが可能




## 歯周ケア

### Systema SP-T

歯周病安定期のセルフケアに



スーパーテーパード毛



### systema genki

コンパクトヘッド歯ブラシでは上手く磨けない方の幅広ヘッド

genki genki f genki j



### Systema

歯肉にやさしく歯周ケア

42M 44M



### Systema AX

超薄型ヘッドで口腔内すみずみまで毛先が届く

44M 45M



歯肉のケア重視

幅広ヘッド

効率よく磨きたい



低

ブラッシングスキル

高

薄型ヘッド

白歯部まで丁寧に磨きたい



### Check-Up 歯ブラシ WIDEタイプ

幅広ヘッドで効率よく磨ける


### Check-Up 歯ブラシ STANDARDタイプ

磨きにくい所にしっかり届く

ラウンド毛



歯垢除去力重視



## う蝕ケア

### DENT. MAXIMA

超薄型ヘッドで最後白歯部までしっかりケア

